

組立方法、使用方法

使用方法を守り、正しくお使い下さい。

有限会社 東海技研

静岡県御前崎市池新田 3198-2

Tel:0537-86-8770 / Fax:0537-86-8934

●移動式簡易浴槽ユーラック ～組立方法～



①フレームを組み立てます。



②安全のため【抜け防止リング】をはめてください。
(特に長い距離を移動させたり、段差のある場所での使用には必着です)



③浴槽に空気を入れ、両サイドの穴にパイプを通します。



④フレームに掛けてください。

注:ベッドに差し込む場合は、頭の位置を合わせてください。



⑤たるまないようにするためにマジックバンドで固定してください。



⑥ご使用後は左図のように、省スペースで立て掛けて置くことが可能です。

●洗髪槽付移動式簡易浴槽ユーラック ～使用方法～

- 洗髪時 -



洗髪槽及び浴槽に、排水ホースを取り付けてご使用ください。
(洗髪槽側の栓の経は「小」、浴槽は「大」です)

- 入浴時 -



頭部側のグリップに「頭部角度調整ベルト」を差し込み、頭部側を起こします。
ベルトの長さを調整することで、頭の角度が変更可能です。

●高さ調整ベルト ～使用方法～



肩部高さ調整ベルトは、底面に回して長さを調節することで「肩部の高さ」を調節いただけます。

腰部高さ調整ベルトは、底面に回す事で「腰部の高さ」を調節いただけます、また浴槽面に回す事でおしりの位置を安定させる「おしりサポートベルト」としてもご使用いただけます。

●洗髪用マット ～使用方法～



洗髪時に頭部と浴槽の間に挟み込んでご使用ください。
まわりに水気が飛ばないように防止できます。

●スライドマット ～使用方法～



入浴者をベッドから浴槽に移動させる際、入浴者がパイプの上に乗っても痛くないように、浴槽と入浴者の間にスライドマットを入れます。

詳しくはホームページ記載の動画を御覧ください。
ホームページURL：<https://www.u-luck.jp/>

●ズレ防止用ネット ～使用方法～



入浴時に入浴者の身体がズれることを防ぎます。
入浴者を乗せる前に、ネット本体のベルトを浴槽に取り付けてご使用ください。

●首サポートベルト ～使用方法～



入浴者の首の下に入れる事により、入浴時首に負担がかからないようにします。
また、後頭部が持ち上がる事により、洗髪もスムーズに行うことが可能です。